

Eclipse EP15



Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre el producto](#)

Descripción

Plataforma que permite realizar en un mismo equipo PEATC, EOAs, ASSR, Ecoch, CVemp y OVemp, con estímulos auditivos Click, Burts y CE-Chirp®.

Posee un preamplificador mejorado que reduce los niveles de ruido hasta en un 50% en PEATC y ASSR. Además tiene un gráfico de Fmp, que permite determinar objetiva y matemáticamente cuando detener la prueba, teniendo resultados confiables en menos tiempo de evaluación.

Existe un módulo llamado ABRIS que realiza una evaluación automatizada de los PEATC, teniendo en pocos segundos resultados objetivos en formatos de PASS/REFER.

