


## VN415/VO425



Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre el producto](#)

### Descripción

El equipo provee de condiciones ideales para la observación, registro, medición y análisis del movimiento de ambos ojos.

El VN415 Posee una batería de test para la evaluación de nistagmo espontáneo, Dix Hallpike, Pruebas posicionales y búsqueda de nistagmo postcalórico. El equipo VO425 consta de todas las pruebas anteriormente señaladas más la evaluación de los movimientos oculares sacádicos, optokinéticos y seguimiento lento.

Ambos modelos permiten la conexión con equipos Air Fx y Aqua Stim para la realización de la prueba calórica siendo más cómodo y rápido. Al igual que existe la posibilidad de conexión con Nydiag 200 silla rotatoria.

