


VNG-SYSTEM



Calificación: Sin calificación
[Haga una pregunta sobre el producto](#)

Descripción

Equipo que por medio de cámaras binoculares integradas al lente registra el movimiento de los ojos eliminando la necesidad de utilizar electrodos. El software es de fácil utilización y permite la evaluación de nistagmo espontáneo, postcalórico, posicional y con la posibilidad de incluir pruebas de movimientos oculares con estímulos optokinéticos, seguimiento lento, sacádicos, además de test de silla rotatoria y posturografía.

