

## Air fx



Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre el producto](#)

### Descripción

Irrigador de aire con un otoscopio iluminado, posee un depósito de agua integrado que permite irrigar aire frío a 20 ° C independientemente de la temperatura ambiente, por lo que es conveniente para el uso en climas cálidos. Para la irrigación de aire caliente, el AIRFX es capaz de calentar el aire hasta 50 ° C.

Este equipo posee una precisión de temperatura y la estabilidad dentro de + / - 0,5 ° C, y la estabilidad del flujo de aire es de + / - 0,5 L / min.

